

Inventaire de la trousse d'urgence pour lutter contre les infections

Article	Détails/Raisonnement	Utilisation prévue pour :
Désinfectant pour les mains (Quantité = 6 bouteilles de 354 ml)	L'hygiène des mains est le meilleur instrument de lutte contre les infections. Le désinfectant pour les mains contient entre 60 et 90 % d'alcool. Peu encombrant, il est facile à installer dans un endroit accessible du cabinet.	<ul style="list-style-type: none"> • Les médecins/le personnel, avant et après chaque patient, avant de toucher leur visage et avant de retirer leur équipement de protection individuelle. • Les patients, lorsqu'ils entrent dans le cabinet.
Masques d'intervention s'attachant derrière les oreilles (Quantité = 500)	Les masques d'intervention s'attachant derrière les oreilles sont étanches, ils offrent la même protection contre les gouttelettes en suspension que les masques chirurgicaux, et sont aussi plus faciles à utiliser.	<ul style="list-style-type: none"> • Les médecins et/ou le personnel lorsqu'ils se trouvent à moins d'un mètre d'un patient. • Les patients assis dans la salle d'attente qui ont une affection pseudo-grippale.
Gants antiallergiques (Quantité = 100 paires de grande taille; 100 paires de taille moyenne)	Ces gants d'examen sont antiallergiques; les tailles standards conviennent à la plupart des gens; ils sont jetables.	<ul style="list-style-type: none"> • Les médecins et/ou le personnel lorsqu'il y a risque de contact avec des muqueuses ou des liquides organiques, ou avec des surfaces contaminées.
Protecteurs oculaires réutilisables (Quantité = 6)	Ils protègent des éclaboussures frontales et latérales, ils sont plus faciles à utiliser que des visières ou des écrans faciaux, et peuvent être réutilisés de nombreuses fois.	<ul style="list-style-type: none"> • Les médecins et/ou le personnel lorsqu'ils se trouvent à moins d'un mètre d'un patient.
Blouses de travail jetables (Quantité = 20)	Ces blouses sont confortables et jetables.	<ul style="list-style-type: none"> • Les médecins et/ou le personnel lorsque les vêtements risquent d'être contaminés pendant une intervention.
Nettoyant/désinfectant de surface (Quantité = 2 récipients contenant 160 tampons)	Il est important de désinfecter les surfaces et l'équipement, comme les protecteurs oculaires, après chaque patient, pour lutter contre les infections. Ces tampons sont efficaces et faciles à utiliser dans un cabinet.	<ul style="list-style-type: none"> • L'équipement réutilisable, comme les protecteurs oculaires et les stéthoscopes, ainsi que les surfaces qui auraient pu être contaminées par des gouttelettes en suspension doivent être nettoyés et désinfectés après chaque patient.
Matériel pour afficher les avis : pochette en plastique transparente dans laquelle les avis peuvent être glissés avant d'être affichés (Quantité = 1)	Les feuilles de renseignements du ministère contiennent des messages types à afficher dans les aires publiques. Les pochettes en plastique de forme standard permettront d'identifier clairement le ministère comme étant la source de l'information.	<ul style="list-style-type: none"> • Cette information peut être imprimée depuis le site Web du ministère, placée dans les pochettes et affichée bien en vue pour fournir des instructions aux patients et au personnel.

Pour obtenir un complément d'information :

Consultez notre site Web à : www.health.gov.on.ca/pandemic ou appelez la ligne réservée aux fournisseurs de soins de santé au 1 866 212-2272. Ce service téléphonique est offert jour et nuit, sept jours par semaine.